

Mab Di Coniglio Contro 2'-O-Metilguanosina (Gm) Per Db E Elisa | Anticorpo Contro Nucleosidi Modificati Indipendente Dalla Specie

Numero articolo: CM0000035

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per 2'-O-Metilguanosina (Gm), un nucleoside modificato. Reattività indipendente dalla specie, validato per dot blot (DB) e ELISA. Ideale per saggi di epitranscriptomica e rilevamento di modifiche dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro 2'-O-Metilguanosina (Gm)
Note/Alias	2'-O-Metilguanosina; Gm; 2'-O-Metilguanosina (Gm)
Specie	Indipendente dalla specie
ID gene	CAS: 2140-71-8
Immunogeno	Composti chimici (Gm)
Origine	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa di ghiaccio