

A-Actin-1 (Acta1) Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P68133

Numero articolo: CM0005580



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato all' α -Actin-1 (ACTA1) umana, validato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul muscolo scheletrico e gli studi sulla miopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	α -Actin-1 (ACTA1) mAb di Coniglio
Note/Alias	ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actin-1 (ACTA1)
Specie	Umano
GeneID (umano)	58
GeneID	58
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 250-350 dell' α -Actin-1 (ACTA1) umana (P68133).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P68133
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio