

Anticorpo Policlonale Coniglio Abcf3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nuq8

Numero articolo: CM0019305

introduzione

ABCF3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale adatto per applicazioni WB, IHC-P e ELISA. Rileva ABCF3 umano, di topo e di ratto, una proteina coinvolta nella difesa antivirale contro i flavivirus. Ideale per ricerche di immunorilevamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	ABCF3 Rabbit pAb
Note/Alias	EST201864; ABCF3
Specie	Uomo
GeneID (Umano)	55324
GeneID	55324
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di ABCF3 umano (NP_060828.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NUQ8
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio