


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Acetil-Istone H3-K18 (Q16695/P68431) Per Wb, Ihc-P, Chip Ed Elisa

Numero articolo: CM0000180



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro la lisina 18 acetilata dell'Istone H3 umano (SWISS: Q16695/P68431). Validato per WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP. Ideale per la ricerca epigenetica, studi sulla cromatina e sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istone H3-K18 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Acetil-Istone H3-K18
Specie	Umano
GeneID (Umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico acetilato intorno a K18 di H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Acetilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altri (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio