


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Acetil-Istona H3-K18 (Q16695/P68431) | Convalidato Per Wb, Ihc, Chip, Elisa

Numero articolo: CM0000187



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce la lisina 18 acetilata (K18) dell'Istona H3 umana (Swiss-Prot Q16695/P68431). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ChIP ed ELISA. Reattività crociata ampia prevista con uomo, topo, ratto e altre specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Acetil-Istona H3-K18 mAb di coniglio
Note/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Istona H3-K18
Specie	Umana
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide acetilato sintetico intorno alla K18 dell'Istona H3 umana (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi acetilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altre (Ampia gamma prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio