

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acetil-Istone H3-K36 (Q16695/P68431) Per Wb, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000146



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la lisina 36 acetilata dell'Istone H3 umano (Q16695/P68431). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reattività prevista con umano, topo, ratto e altre specie. Adatto per la ricerca in epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acetil-Istone H3-K36 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Istone H3-K36
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide acetilato sintetico intorno a K36 dell'Istone H3 umano (NP_003484.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Anti-Acetilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio