

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio AcsI5 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9ULc5

Numero articolo: CM0008808

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ACSL5 altamente specifico convalidato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Bersaglia la long-chain-fatty-acid--CoA ligasi 5 umana (LACS5), un enzima chiave nell'attivazione e nel metabolismo degli acidi grassi. Ideale per la ricerca in biologia lipidica, oncologia e disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACSL5 Rabbit mAb
Note/Alias	ACS2, ACS5, FACL5
Specie	Umana
ID gene (Umano)	51703
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-683 della ACSL5 umana (NP_976313.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9ULC5
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio