

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Actr1B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42025

Numero articolo: CM0019686

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la beta-centractina umana (ACTR1B). Validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sul trasporto vescicolare basato sui microtubuli e sulla funzione del centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACTR1B pAb di coniglio
Note/Alias	PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	10120
ID del gene	10120
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 di ACTR1B umano (NP_005726.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P42025
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante