


Ahnak Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09666

Numero articolo: CM0024043



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro AHNAK umano (Proteina AHNAK associata alla differenziazione dei neuroblasti), validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze e nella differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	AHNAK Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb)
Note/Alias	PM227; AHNAK1; AHNAKRS; AHNAK
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	79026
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-149 di AHNAK umano (NP_001611.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q09666
Peso Proteico	629 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante