

Anticorpo Policlonale Coniglio Aldh3A2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P51648

Numero articolo: CM0022707



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ALDH3A2 validato per WB, IF/ICC, ELISA su Umano, Mouse, Ratto. Bersaglio dell'aldeide deidrogenasi degli acidi grassi, essenziale per il metabolismo lipidico e la degradazione della sfingosina-1-fosfato. Ideale per la ricerca sulle malattie metaboliche e sulla sindrome di Sjögren-Larsson.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALDH3A2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SLS; FALDH; ALDH10; ALDH3A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	224
GeneID	224
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-320 dell'ALDH3A2 umano (NP_001026976.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P51648
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio