


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Alpha-1 Antichimotripsina (Serpina3) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01011

Numero articolo: CM0028387



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio per Alpha-1 Antichimotripsina (SERPINA3) umana, adatto per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Una serpin secreta implicata nell'infiammazione e nelle placche amiloidi di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Alpha-1 Antichimotripsina (SERPINA3) Rabbit pAb
Note/Alias	ACT, AACT, GIG24, GIG25, Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3)
Specie	Umana
Gene ID	12
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-423 dell'Alpha-1 Antichimotripsina (SERPINA3) umana (NP_001076.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01011
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio