

Anticorpo Monoclonale Anti-14-3-3 Alpha/Beta Per Wb, Elisa - P31946

Numero articolo: CM0010492



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la 14-3-3 alpha/beta (YWHAB) umana. Validato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi su apoptosi, osteogenesi e segnalazione delle MAP chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	14-3-3 alpha/beta mAb di coniglio
Note/Alias	HS1; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alpha/beta
Specie	Umana
GeneID	7529
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 147-246 della 14-3-3 alpha/beta umana (P31946).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P31946
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Ghiaccio secco