


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-14-3-3 Sigma Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31947

Numero articolo: CM0018292



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia la 14-3-3 sigma (stratifin) umana per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione cellulare, del ciclo cellulare e della biologia epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	14-3-3 sigma Rabbit pAb
Note/Alias	YWHAS; 14-3-3 sigma
Specie	Umana
ID gene	2810
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della 14-3-3 sigma umana (NP_006133.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P31947
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio