

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-4-1Bb/Cd137 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q07011

Numero articolo: CM0023006



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro il 4-1BB/CD137 umano (TNFRSF9), un recettore costimolatorio delle cellule T, per applicazioni tra cui WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con specie umana, murina e ratto. Aumenta la sopravvivenza delle cellule T CD8+ e l'immunità antitumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio 4-1BB/CD137
Note/alias	ILA; 4-1BB; CD137; CDw137; IMD109; 4-1BB/CD137
Specie	Umana
GeneID (umana)	3604
GeneID	3604
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 del 4-1BB/CD137 umano (NP_001552.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q07011
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante