

Anticorpo Monoclonale Anti-4F2Hc/Cd98/Slc3A2 Per Wb, Elisa - P10852

Numero articolo: CM0007371



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante contro SLC3A2 di topo (SWISS P10852), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Utile per lo studio della funzione del trasportatore di aminoacidi e della segnalazione correlata alle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	4F2hc/CD98/SLC3A2 Rabbit mAb
Note/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; 4F2hc/CD98/SLC3A2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6520
GeneID	17254
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 105-526 di 4F2hc/CD98/SLC3A2 di topo (P10852).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P10852
Peso proteico	58KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio