


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti- α -Actinina-4 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43707

Numero articolo: CM0008977



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti- α -Actinina-4 convalidato per WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio del citoscheletro di actina, le giunzioni cellulari e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	α -Actinina-4 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -Actinina-4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	81
GeneID	81
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell' α -Actinina-4 umana (O43707)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43707
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio