


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Acaa2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P42765

Numero articolo: CM0002187



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato all'ACAA2 umana (3-chetoacil-CoA tiolasi). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACAA2 Coniglio mAb
Note/Alias	DSAEC; ACAA2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10449
ID Gene	10449
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 298-397 dell'ACAA2 umana (P42765).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42765
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio