


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Acaa2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42765

Numero articolo: CM0021020



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ACAA2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla beta-ossidazione mitocondriale e sul metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACAA2 Rabbit pAb
Note/Alias	DSAEC; ACAA2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10449
GeneID	10449
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di ACAA2 umano (NP_006102.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42765
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio