


Anticorpo Monoclonale Anti-Acc1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13085

Numero articolo: CM0002149



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'ACC1 umano, un enzima chiave nella biosintesi degli acidi grassi. Adatto per WB, IHC-P, IP, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACC1 Rabbit mAb
Note / Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Specie	Uomo
GeneID (umano)	31
GeneID	31
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 dell'ACC1 umano (Q13085).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13085
Peso proteico	266 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio