

Anticorpo Monoclonale Anti-Ace2 Di Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Numero articolo: CM0010087



introduzione

Anticorpo monoclonale ACE2 di coniglio validato per WB, IHC-P, IF-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Mira all'enzima di conversione dell'angiotensina 2 da 92 kDa, un regolatore chiave dell'omeostasi cardiovascolare e recettore del SARS-CoV-2. Ideale per la ricerca sul sistema renina-angiotensina e sui coronavirus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ACE2 Rabbit mAb
Note/Alias	ACEH; ACE2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	59272
GenelD	59272
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-740 di ACE2 umano (NP_068576.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYF1
Peso Proteico	92 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio