


Anticorpo Policlonale Anti-Acot2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49753

Numero articolo: CM0014622



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACOT2, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con specie umana, murina e ratto. Adatto per la ricerca sull'ossidazione mitocondriale degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACOT2 Rabbit pAb
Note/alias	MTE1; PTE2; CTE1A; PTE2A; CTE-IA; ZAP128; ACOT2
Specie	Umana
GeneID (umano)	10965
GeneID	10965
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 222-483 di ACOT2 umano (NP_006812.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P49753
Peso della proteina	53kDa
Spedizione	Borsa refrigerante