

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acsl3 Per Wb, If/Icc, Elisa - O95573

Numero articolo: CM0003968

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ACSL3, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Rileva una proteina di 80 kDa. Bersaglia l'acido grasso CoA ligasi per studi sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACSL3 Rabbit mAb
Note/Altri nomi	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
Specie	Umana
GenelD (Umana)	2181
GenelD	2181
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 600-700 dell'ACSL3 umano (NP_004448.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O95573
Peso proteico	80 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio