

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acsl4 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

Numero articolo: CM0026993

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACSL4 umano, validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con Umano, Topo, Ratto. Bersaglia ACSL4, un enzima chiave nell'attivazione degli acidi grassi a catena lunga e nella ferroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACSL4 Rabbit pAb
Note/Alias	ACS4; FAFL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2182
GeneID	2182
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-321 di ACSL4 umano (NP_075266.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60488
Peso Proteico	79 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio