

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Acss2 Per Wb, Elisa - Q9Nr19

Numero articolo: CM0002631

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio validato contro ACSS2 umano (acetil-CoA sintetasi 2) per applicazioni WB ed ELISA. Rileva ACSS2 di topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione metabolica, dell'autofagia e dell'epigenetica del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACSS2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dJ1161H23.1; ACSS2
Specie	Umano
Gene ID (umano)	55902
Gene ID	55902
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 dell'ACSS2 umano (Q9NR19).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NR19
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio