

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Acss3 Per Wb Ed Elisa - Q9H6R3

Numero articolo: CM0015650

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACSS3 umano (acil-CoA sintetasi, membro 3 della famiglia a catena corta, mitocondriale) validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACSS3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ACSS3
Specie	Umana
GeneID (umano)	79611
GeneID	79611
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-280 di ACSS3 umano (NP_078836.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H6R3
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio