


Anticorpo Policlonale Contro La Proteina Attivatrice 2 (AP-2/Tfap2A) Per Wb, Elisa - P05549

Numero articolo: CM0016861



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di trascrizione umano AP-2-alfa (TFAP2A). Validato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo e nella regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	pAb di coniglio contro la proteina attivatrice 2 (AP-2/TFAP2A)
Note/alias	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Proteina attivatrice 2 (AP-2/TFAP2A)
Specie	Umano
GeneID (umano)	7020
GeneID	7020
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-200 della proteina attivatrice 2 umana (AP-2/TFAP2A) (NP_003211.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P05549
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante