

Anticorpo Policlonale Anti-Actl6B (Baf53B) Per Wb/Ihc/If/Elisa - 094805

Numero articolo: CM0025789

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ACTL6B umano (BAF53B), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Adatto per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sullo neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACTL6B Rabbit pAb
Note/Alias	ACTL6; DEE76; BAF53B; EIEE76; IDDSSAD; SMARCN2; arpNalpha; ACTL6B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51412
ID Gene	51412
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di ACTL6B umano (NP_057272.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	094805
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio