

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Acvr1B Per Wb, Elisa - P36896

Numero articolo: CM0028931



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACVR1B (ALK4) umano. Validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Adatto per la ricerca sulla segnalazione dell'attivina e sulla superfamiglia TGF- β .

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACVR1B Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ALK4; SKR2; ACTRIB; ACVRLK4; ACVR1B
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	91
ID gene	91
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-126 di ACVR1B umano (NP_004293.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P36896
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio