

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acvr2A Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27037

Numero articolo: CM0022995



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ACVR2A di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con ACVR2A umano, murino e di ratto (58 kDa). Indicato per lo studio della segnalazione TGF- $\beta$ /attivina e della biologia dei recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                   |
|---------------------|--------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb ACVR2A di coniglio   |
| Note/Alias          | ACVR2; ACTRII; ACVR2A    |
| Specie              | Umano                    |
| GeneID (umano)      | 92                       |
| GeneID              | 92                       |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante    |
| Fonte               | Coniglio                 |
| Categoria           | Anticorpi policlonali    |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto       |
| SWISS               | P27037                   |
| Peso della proteina | 58 kDa                   |
| Spedizione          | Borsa refrigerante       |