

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Acvr2B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13705

Numero articolo: CM0026089



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità specifico per ACVR2B umana, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per ricerche sulla segnalazione dell'attivina e applicazioni diagnostiche. Rileva una proteina di 58 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettaglio
Nome prodotto	ACVR2B Rabbit pAb
Note/Alias	HTX4; ACTRIIB; ActR-IIB; ACVR2B
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	93
ID gene	93
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di ACVR2B umana (NP_001097.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q13705
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio