

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adam22 Per Wb, Elisa - Q9P0K1

Numero articolo: CM0013385



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro ADAM22 umano (proteina contenente il dominio disintegrina e metalloproteinasi 22). Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienza e gliomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADAM22 Rabbit pAb
Note / Alias	MDC2; DEE61; EIEE61; ADAM 22; ADAM22
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	53616
GeneID	53616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 223-400 di ADAM22 umano (NP_004185.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9P0K1
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio