


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adenosina Deaminasi (Ada) Per Wb, If/Icc, Elisa - P00813

Numero articolo: CM0013439



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che lega l'Adenosina Deaminasi (ADA) umana. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e ratto. Adatto per ricerche sul metabolismo delle purine, l'attivazione dei linfociti T e la segnalazione dell'adenosina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Adenosina Deaminasi (ADA) pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	ADA1; Adenosina Deaminasi (ADA)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	100
ID gene	100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-363 dell'Adenosina Deaminasi (ADA) umana (NP_000013.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P00813
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio