

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Adgra3 Per Wb, Elisa - Q8Iwk6

Numero articolo: CM0017170

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ADGRA3 (GPR125) umano per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per lo studio dei recettori accoppiati a proteine G di adesione e delle vie di polarità cellulare planare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADGRA3 Rabbit pAb
Note/Alias	PGR21; TEM5L; GPR125; ADGRA3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	166647
Gene ID	166647
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 370-600 di ADGRA3 umano (NP_660333.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8IWK6
Peso proteico	146kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio