


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adrb2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P07550

Numero articolo: CM0019647



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ADRB2 di alta qualità validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la segnalazione del recettore adrenergico beta-2 nella ricerca cardiovascolare e metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADRB2 Rabbit pAb
Note/Alias	BAR; B2AR; ADRBR; ADRB2R; BETA2AR; ADRB2
Specie	Umano
GeneID (umano)	154
GeneID	154
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di ADRB2 umano (NP_000015.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07550
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio