


Anticorpo Policlonale Anti-Adsl Per Wb, If/Icc, Elisa - P30566

Numero articolo: CM0025815



introduzione

Anticorpo policlonale anti-ADSL validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto. Bersaglia l'adenilosuccinato liasi, enzima della biosintesi delle purine. Ideale per la ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADSL Rabbit pAb
Note / Alias	ASL; AMPS; ASASE; ADSL
Specie	Uomo
GeneID (umano)	158
GeneID	158
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-310 dell'ADSL umano (NP_000017.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30566
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio