


## Anticorpo Monoclonale Anti-Afg3L2 Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4W6

Numero articolo: CM0010031



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro AFG3L2 umano, validato per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi su proteasi mitocondriali e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | AFG3L2 Rabbit PolymAb®                                                                                                         |
| Annotazioni/Alias   | OPA12; SCA28; SPAX5                                                                                                            |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| ID gene (Umano)     | 10939                                                                                                                          |
| ID gene             | 10939                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 538-797 di AFG3L2 umano (NP_006787.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS               | Q9Y4W6                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 89kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |