

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ager Per Wb, If-P, Elisa - Q15109

Numero articolo: CM0006575



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per AGER/RAGE umano (43 kDa). Adatto per WB, IF-P ed ELISA. Ideale per lo studio dell'infiammazione, delle complicanze del diabete e delle vie di segnalazione mediate da recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AGER mAb di coniglio
Note/alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Specie	Uomo
GenelD	177
Immunogeno	Proteina ricombinante di AGER umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q15109
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio