

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Agmat Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Numero articolo: CM0007102

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro AGMAT umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con antigeni di origine umana, murina e di ratto. Rileva l'idrolasi degli acidi guanidinici mitocondriale, ~38 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | AGMAT Rabbit mAb                                                                                                            |
| Note/alias          | AGMAT                                                                                                                       |
| Specie              | Umana                                                                                                                       |
| ID del gene         | 79814                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-352 di AGMAT umano (NP_079034.3) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                           |
| SWISS               | Q9BSE5                                                                                                                      |
| Peso della proteina | 38 kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                          |