


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ak1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00568

Numero articolo: CM0014544



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'adenilato chinasi 1 (AK1) umana. Adatto per WB, IHC-P, ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'omeostasi energetica cellulare e sul metabolismo dei nucleotidi adeninici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AK1 pAb coniglio
Note/Alias	HTL-S-58j; AK1
Specie	Umano
GeneID (umano)	203
GeneID	203
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-194 dell'AK1 umana (NP_000467.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00568
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio