

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Akap7 Per Wb, Elisa - O43687 / Q9P0M2

Numero articolo: CM0014882

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro AKAP7 umano (proteina 7 di ancoraggio della chinasi A), adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva gli orologi murini e di ratto, supportando gli studi sulla segnalazione mediata da PKA. - O43687 / Q9P0M2

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AKAP7 Rabbit pAb
Note/alias	AKAP15, AKAP18, AKAP7
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9465
GeneID	9465
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-81 di AKAP7 umano (NP_004833.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	O43687/Q9P0M2
Peso della proteina	8kDa/11kDa/39kDa
Spedizione	Confezione refrigerata