


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Akr7A2 Per Wb E Elisa - O43488

Numero articolo: CM0018729



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro AKR7A2 umano (AFAR/AKR7), validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con il topo. Adatto per la ricerca sulla detossificazione dell'aflatossina B1, sul metabolismo del semialdeide succinico e sulla produzione di gamma-idrossibutirrato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AKR7A2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	AFAR; AKR7; AFAR1; AFB1-AR1; AKR7A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8574
GeneID	8574
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 100-359 di AKR7A2 umano (NP_003680.2))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O43488
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio