

Anticorpo Monoclonale Anti-Akt3 Per Wb, Elisa - Q9Y243

Numero articolo: CM0007622



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia AKT3 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con AKT3 di origine umana, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla segnalazione di AKT, il cancro, il metabolismo e lo sviluppo cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	AKT3 Rabbit mAb
Note/Alias	MPPH; PKBG; MPPH2; PRKBG; STK-2; PKB-GAMMA; RAC-gamma; RAC-PK-gamma; AKT3
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10000
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 93-154 di AKT3 umano (NP_005456.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y243
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio