

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alas1 Per If/Icc Ed Elisa - P13196

Numero articolo: CM0014145

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ALAS1 umano, validato per IF/ICC ed ELISA. Rileva specificamente l'ALAS1 umano, un enzima chiave nella biosintesi dell'eme. Ideale per studi mitocondriali; peso proteico 71kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ALAS1 Rabbit pAb
Note/Alias	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	211
GeneID	211
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'ALAS1 umano (NP_954635.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13196
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio