

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Alas1 Per Wb, Elisa - P13196

Numero articolo: CM0024853

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ALAS1 umano (5-aminolevulinato sintasi 1). Validato per WB e ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla biosintesi dell'eme e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALAS1 Rabbit pAb
Note/Alias	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	211
ID gene	211
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'ALAS1 umano (NP_954635.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P13196
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio