

Anticorpo Monoclonale Anti-Aldh16A1 Per Wb, Elisa - Q8Iz83

Numero articolo: CM0011509

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'ALDH16A1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva una banda di circa 85kDa in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulle aldeide deidrogenasi nel metabolismo e nella proteomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALDH16A1 mAb di coniglio
Specie	Umana
ID Gene	126133
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 500-600 dell'ALDH16A1 umano (Q8IZ83)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IZ83
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio