

Anticorpo Policlonale Anti-Aldh1L2 Per Wb Ed Elisa - Q3Sy69

Numero articolo: CM0014502

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ALDH1L2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Deidrogenasi mitocondriale del 10-formiltetraidrofolato coinvolta nel metabolismo a un carbonio. Peso molecolare previsto di 102 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ALDH1L2 Rabbit pAb
Note/Alias	mtFDH; ALDH1L2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	160428
ID del gene	160428
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-480 di ALDH1L2 umano (NP_001029345.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q3SY69
Peso della proteina	102 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante