

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alg13 Per Wb, Elisa - Q9Np73

Numero articolo: CM0023999

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ALG13 umano, validato per WB e ELISA, rileva ALG13 endogeno (~126 kDa) in campioni umani e di topo. Adatto per lo studio della N-glicosilazione, dei disturbi congeniti della glicosilazione e della funzione del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALG13 Rabbit pAb
Note/Alias	CDG1S; DEE36; EIEE36; MDS031; TDRD13; CXorf45; GLT28D1; YGL047W; ALG13
Specie	Uomo
GeneID (umano)	79868
GeneID	79868
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-167 di ALG13 umano (NP_001311219.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9NP73
Peso proteico	126 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio