

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Alk Per Wb E Elisa - Q9Um73

Numero articolo: CM0030539



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ALK umano, validato per WB e ELISA. Bersaglia il dominio chinasi intracellulare (aa 1093-1411). Adatto per studi di oncologia e sviluppo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ALK Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ALK1; CD246; NBLST3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	238
GeneID	238
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1093-1411 di ALK umano (NP_004295.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9UM73
Peso proteico	176kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio