


Anti-Alkbh7 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q9Bt30

Numero articolo: CM0023572



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ALKBH7 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla demetilazione dell'RNA mitocondriale e sulla necrosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ALKBH7 Coniglio pAb
Note/Alias	ABH7, SPATA11, UNQ6002, ALKBH7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84266
ID Gene	84266
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-221 di ALKBH7 umano (NP_115682.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BT30
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto del ghiaccio