


Anticorpo Monoclonale Anti-Alfa + Beta Sinucleina Per Wb, If-P, Elisa - P37840 / Q16143

Numero articolo: CM0010481



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'alfa + beta Sinucleina umana (P37840/Q16143) per Western blot, immunofluorescenza, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo, ratto. Ideale per la ricerca sul Parkinson e le neurodegenerazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti alfa + beta Sinucleina
Note/Alias	NACP; PARK1; PARK4; PD1; alfa + beta Sinucleina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6620/6622
GeneID	6622/6620
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'alfa + beta Sinucleina umana (P37840).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P37840/Q16143
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio